

Fábrica  
Rua Chapecó, 86 - CEP 89221-040 - Joinville - SC  
Tel.: (47) 3451.0100 - Fax: (47) 3451.0214  
falecom@kavo.com

Centro de inovações KaVo São Paulo  
Av. Ibirapuera, 2.480 - CEP 04028-000 - São Paulo -SP  
Tel.: (11) 3323.0500 - Fax: (11) 3323.0505  
saopaulo@kavo.com

[www.kavo.com.br](http://www.kavo.com.br)

# SEMPRE por VOCÊ



## KaVo Profilaxia



## KAVO ULTRAPROPHY

É indicado para profilaxia dental. Eficiente na remoção do tártaro e da placa bacteriana, através de um instrumento de ultra-som de 30.000 Hz, e de um instrumento de jato de bicarbonato.

- Design compacto e moderno, de linhas arredondadas.
- Aparelho produzido com plástico de alta resistência mecânica, com proteção UV
- O reservatório do pó de bicarbonato fica na parte externa, facilitando a limpeza e o abastecimento.
- Os instrumentos de ultra-som e do jato de bicarbonato são destacáveis e autoclaváveis.
- Possui variação de potência, permitindo maior precisão nos tratamentos.
- Entrada de água direto da rede.
- Suporte dos instrumentos fixos na lateral do aparelho.
- Regulagem de água do spray e regulagem de ar para controle do volume de pó do jato de bicarbonato.
- O sistema de jato de bicarbonato possui filtro de ar para evitar a entrada de umidade no reservatório, mantendo o pó sempre pronto para uso.
- O instrumento do ultra-som é composto de piezo cerâmico que aumenta a eficácia e a durabilidade do produto.

Acompanha 4 ponteiros de série exclusivos:

- 01 Ponteira P1: indicada para os casos simples, desbaste em destartarização supragengival.
- 02 Ponteiras G1: Cálculos volumosos. Indicada para a eliminação de depósitos supragengivais volumosos. Aplicação nas facetas linguais e palatinas.
- 01 Ponteira G2: Indicada para o tratamento de espaços interproximais e remoção de tártaro supragengival.



Fácil visualização do nível de pó de bicarbonato



## KAVO SONIC

Seu funcionamento é bastante prático, através do ar comprimido proveniente das mangueiras do equipo.

- Indicado para a remoção de tártaro
- Acoplado direto na mangueira do equipo (Borden ou MULTIflex)
- Sistema de vibração elíptica (6.000 Hz)
- Autoclavável a 135°C
- Acompanha uma ponteira universal

### ACESSÓRIOS



KaVo SONICborden® 2000 N  
Encaixe Borden

KaVo SONICflex® 2000 N  
Encaixe MULTIflex



## KAVO PROPHYFLEX® 3 2018

Jato de bicarbonato para a profilaxia dental

Portátil e de fácil locomoção, KaVo PROPHYflex® pode ser acoplado diretamente na mangueira do equipo (encaixe MULTIflex). Atende às normas de biossegurança e permite um trabalho mais preciso, com menos fadiga e melhor aproveitamento do seu tempo.

A capa de agarre pode ser girada em 360°. Isto significa para você um trabalho ergonômico, inclusive em áreas de difícil acesso em cada quadrante.

- Índice de manutenção praticamente zero, evita entupimentos, pois a água e o pó não se misturam internamente, além de possuir 2 válvulas anti-refluxo
- Não abrasiona o esmalte do dente

### INDICAÇÕES:

- Eliminação da placa dental (tártaro inicial).
- Eliminação de manchas de nicotina, etc.
- Polimento da superfície depois do tratamento com sistema sônico.
- Limpeza do esmalte antes do ataque ácido para o selamento de fissuras.

### SOMENTE UM CLIQUE:

O exclusivo sistema MULTIflex da KaVo pode ser adaptado em qualquer equipamento, utilizando-se o Acoplamento MULTIflex 454 NB (opcional) para mangueira Borden com dois furos.



Caixa com 100 sachês sabor laranja, para agradar ainda mais seus pacientes.

